



## CATETERE FOLEY IN SILICONE A 2 E 3 VIE

Dispositivo Medico Classe IIb

CND: N. Repertorio:



### 1. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

Il catetere tipo Foley con rivestimento in silicone è un catetere vescicale con punta Nelaton dotato all'estremità distale di un palloncino gonfiabile che ne permette lo svuotamento della vescica e il drenaggio dell'urina che fluisce all'interno di una sacca. Presenta 2 fori contrapposti e simmetrici. La sua flessibilità ed elasticità assicura un elevato grado di confort al paziente cateterizzato. Il palloncino va gonfiato con 7-8 ml di acqua bidistillata o soluzione fisiologica sterile.

### 2. SPECIFICHE COMPONENTI

Catetere in silicone.

### 3. CONFEZIONAMENTO

Il prodotto è confezionato sterile singolarmente, con buste carta medica e film plastico trasparente. Scatole da 10 pz.

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONI
SF10012	Cateteri foley in silicone 100% ch12 2 vie	conf. da 10 pz
SF10014	Cateteri foley in silicone 100% ch14 2 vie	conf. da 10 pz
SF10016	Cateteri foley in silicone 100% ch16 2 vie	conf. da 10 pz
SF10018	Cateteri foley in silicone 100% ch18 2 vie	conf. da 10 pz
SF10020	Cateteri foley in silicone 100% ch20 2 vie	conf. da 10 pz
SF10022	Cateteri foley in silicone 100% ch22 2 vie	conf. da 10 pz
SF10024	Cateteri foley in silicone 100% ch24 2 vie	conf. da 10 pz



SF100314	Cateteri foley in silicone 100% ch14 3 vie	conf. da 10 pz
SF100316	Cateteri foley in silicone 100% ch16 3 vie	conf. da 10 pz
SF100318	Cateteri foley in silicone 100% ch18 3 vie	conf. da 10 pz
SF100320	Cateteri foley in silicone 100% ch20 3 vie	conf. da 10 pz
SF100322	Cateteri foley in silicone 100% ch22 3 vie	conf. da 10 pz

Misure disponibili:

CODICE	MODELLO	L (mm)	S (mm)	D (mm)	V (mm)	COLORE
SFLATT08	8 Fr / Ch	320	210	2.7	3	AZZURRINO
SFLATT10	10 Fr / Ch	320	210	3.3	3	NERO
SFLATT12	12 Fr / Ch	400	290	4.0	5 - 15	BIANCO
SFLATT14	14 Fr / Ch	400	290	4.7	5 - 15	VERDE
SFLATT16	16 Fr / Ch	400	290	5.3	5 - 15	ARANCIONE
SFLATT18	18 Fr / Ch	400	290	6.0	5 - 15	ROSSO
SFLATT20	20 Fr / Ch	400	290	6.7	5 - 15	GIALLO
SFLATT22	22 Fr / Ch	400	290	7.3	5 - 15	VIOLA
SFLATT24	24 Fr / Ch	400	290	8.0	5 - 15	BLU

#### 4. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE/SMALTIMENTO

Conservare il prodotto in locali freschi, asciutti a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Non esporre ad eccessivi sbalzi di temperatura.

Effettuare lo smaltimento seguendo le normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti ospedalieri.

#### 5. PERIODO DI VALIDITA'

5 anni dalla data di produzione.

#### 6. AVVERTENZE

Dispositivo monouso. Non utilizzare se il confezionamento è aperto o danneggiato.

#### 7. STERILIZZAZIONE

Il prodotto finito è sterilizzato a Ossido di Etilene – Monouso

#### 8. CERTIFICAZIONE

Il prodotto, certificato come dispositivo medico di classe IIb, è conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Ente Certificatore: TUV Product Service (Notified Body n° 0123)



SCHEDA TECNICA

Pag. 3 a 3

Rev. 2

del 01/01/2022

## 9. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE/DISTRIBUTORE

### **Distribuito e importato da**

Lombarda H Srl – Località Faustina – 20080 Albairate (Mi)

Tel. 02/94920509 – Fax 02/94920654

[www.lombardah.com](http://www.lombardah.com)

### **Fabbricante**

Well Lead Medical Co.Ltd

C4 Jinhu Industrial Estate Hualong

511434, Panyued, Guangzhou

P.R. of China

### **Rappresentate legale per l'Europa**

Shanghai International Holding Corp. GmbH

Eiffestr. 80

D-20537 Hamburg

Germany